

Takuu

36 kuukautta (johto ja pistoke mukaan lukien). Jos toimintahäiriöitä ilmenee, ottakaa yhteyttä hankintapaikkaan. Takuuaikaiset korjaukset suoritetaan vain ostodistusta vastaan, josta ilmenee tuotteen hankinta-aika. Tämä takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat tapaturmasta tai vastaavasta vahingosta, joka johtuu laitteen kastumisesta, huolimattomasta tai sopimattomasta käytöstä, laite on yritetty purkaa, hoidon puutteesta tai muista käyttäjän aiheuttamista haitoista. Tämä takuu ei myöskään koske salaman tai muun sähköisen jännitevaihtelun aiheuttamia vaurioita. Irrottaa PerfectDry Lux varotoimena ukkosmyrskyn sattuessa.



Säästämme ympäristöä. Sulkekaa laite aina käytön jälkeen!

Tunnistetiedot

Nämä tiedot löytyvät PerfectDry Lux -laitteen alaosasta.



Lyhenteiden merkitys:

V Volttia (Virtalähteen jännite)



A Ampeeri (Virrankulutus)



USB-virtalähteen symboli



Sisäkäyttöön



Tuote on valmistettu ABS:stä, jonka kierräyskoodi on 7



Tämä laite on kaikkien lääkinällisiin laitteisiin sovellettavien eurooppalaisten direktiivien mukainen



HÄVITTÄMINEN

Hävittääkää tarpeettomat laitteet ekologisesti. Vanhat laitteet sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen. Siksi vanhat laitteet tulee hävittää asianmukaista jätehuoltopalvelua käyttäen.

Tekniset tiedot

Toiminnot

Ulkopuoli: 70x21x51 mm

Sisäpuoli: 93x48x76 mm

Paino (g): 144 g

UV lampu: 253.7nm

Maks. teho: 4W

Valmistusta: 0.04W

Ohjelmisto: 00-PDLC-LOG-V0101

Säilytysolosuhteet -20°C - +65°C

Kuivauslämpötila: 35°C (95°F)

Syklin kesto: 45 min.

Ympäristön käyttölämpötila:

12°C - 40°C

Virtalähde:

Tulo: 100-240Vac 50-60Hz / Lähtö:

5Vdc

Liittimet: USB-kaapeli - mikro USB

MG Développement
ZA aéroport de Montpellier
34470 Pérols – FRANCE


4 PDLC-
02_A02



Maahantuoja: Audmet Oy,
www.audmet.fi

PerfectDry Lux

Soveltuu kaikille kuulokojeille
(Myös ladattaville)



x1



x1




x1



- Yhdistä PerfectDry Lux verkkovirtaan. Sininen merkivalo osoittaa, että se on päällä. Jos laitetta ei käytetä 30 sekunnin sisällä, valo sammuu.
- Varmista, että kansi on kiinni, ennen kuin aloitat kuivaamiseen. Älä avaa kantta, kun laite on toiminnassa, koska silloin PerfectDry Lux lopettaa toimintansa turvallisuuden takaamiseksi.

PerfectDry Lux soveltuu kaikenlaisten kuulokojeiden kuivaamiseen.



Suosittelemme puhdistamaan kuulokojeet ennen kuivaamista. Avaa paristokotelo (paristo voidaan jättää kuulokojeeseen kuivaamisen ajaksi).

- Paina painiketta laitteen etuosassa aloittaaksesi kuivauksen. Sininen merkivalo vilkkuu hitaasti. PerfectDry Lux pysähtyy 45 minuutin kuluttua.

Merkivalot:

Vilkkuva **sininen** > käynnissä
Tasainen **sininen** > valmis käyttöön

Yksityiskohtainen toiminta

360° UV-C

PerfectDry Lux sisältää UV-C lampun, jonka 360° asettelu mahdollistaa kaikkien kuulokojeen pintojen tavoittamisen. Kuumailmatuuletus takaa kosteudenpoiston kuulokojeista. Lamppu syttyy huoltojakson viiden ensimmäisen minuutin ajaksi ja sammuu sitten automaattisesti.

Ilmakuivaus

Laitteessa on patentoitu pulssi-ilmakuivausjärjestelmä, joka lyhentää tarvittavan tehon ja kuivumisajan saavuttamista. Kammion lämpötilaa tarkkaillaan elektronisesti, jotta maksimilämpötila 35 °C (95 °F) säilytetään huonelämpötilasta riippumatta ja samalla estetään puhdistettavien kuulokojeiden vahingoittuminen.

Kuulokojeen hyvän suorituskyvyn säilyttämiseksi päivittäistä PerfectDry Lux:in käyttöä suositellaan.

Turvallisuusohjeet

Säilyttäkää poissa lasten ulottuvilta. Valmistajan asiakaspalvelun tai valtuutetun jälleenmyyjän on varmistettava kaikki huollot, paitsi asiakkaan suorittama puhdistus ja rutiinihoito. Älkää asettako PerfectDry Lux -laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai mihinkään nesteeseen. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, älkää käyttäkö laitetta ja vaihtakaa ne välittömästi. Vaihtakaa verkkolaite alkuperäiseen malliin. Asettakaa laite tasaiselle, kuivalle ja vakaalle pinnalle. Älkää katsoko suoraan kosteudenpoistokammiossa sijaitsevaan UV-C-lamppuun. Irrottaessanne verkkovirrasta, vetäkää pistokkeesta ei kaapelista. Älkää koskaan käyttäkö syövyttäviä tai puhdistusaineita PerfectDry Luxin puhdistamiseen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä tai käsittelystä.

Tuotteen hoito-ohjeet

Puhdistakaa pehmeällä liinalla. Älkää puhdistako PerfectDry Luxia hankaavilla tuotteilla. Älkää suihkuttako nesteitä laitteeseen. Pitäkää PerfectDry Lux suljettuna, kun sitä ei käytetä, jotta vältetään epäpuhtauksien kertyminen laitteeseen.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi

Tämä laatikko täyttää lääkinällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42 / ETY vaatimukset.